

Manual Técnico del Monitor Multiparámetro HR-1000

Fabricante: Meditech Solutions

Versión: 1.0

Año: 2026

Introducción

Este manual describe el uso, mantenimiento y solución de problemas del monitor multiparámetro HR-1000, diseñado para unidades de terapia intensiva y emergencias hospitalarias.

El equipo permite medir ECG, SpO₂, presión arterial y temperatura en tiempo real.

Especificaciones técnicas

- Pantalla LCD de 12 pulgadas
- Batería interna con autonomía de 4 horas
- Parámetros medidos: ECG, SpO₂, presión arterial, temperatura
- Peso: 3,5 kg
- Conectividad: USB y puerto serie

Instalación y puesta en marcha

1. Conectar el equipo a una fuente eléctrica de 220V
2. Instalar sensores en los pacientes según protocolo
3. Realizar calibración inicial siguiendo las instrucciones en pantalla

Operación básica

- Encendido: presionar botón frontal durante 3 segundos
- Configuración de alarmas: menú principal → alarmas → seleccionar parámetro
- Interpretación: valores se muestran en pantalla con colores diferenciados

Mantenimiento preventivo

- Limpieza semanal de sensores con alcohol isopropílico
- Revisión mensual de cables y conectores
- Actualización de software cada 6 meses

Solución de problemas comunes

- Pantalla no enciende → verificar fuente de alimentación
 - Lectura errática de SpO₂ → limpiar sensor y revisar colocación
 - Alarmas falsas → recalibrar presión arterial
-

Seguridad y advertencias

- No usar cerca de líquidos
- No abrir el equipo sin autorización técnica
- Desconectar antes de realizar mantenimiento

Retiro de servicio y disposición final

- Retirar equipos obsoletos siguiendo normativa hospitalaria
- Reciclar componentes electrónicos según legislación vigente

Apéndice

Tabla de códigos de error:

- E01 → fallo de batería
- E02 → sensor desconectado
- E03 → error de calibración

Soporte técnico ficticio:

soporte@meditechsolutions.com
